



MARTIKAN s.r.o.  
018 02 Dolná Mariková 789  
Slovenská republika

**Návod na použitie**  
**Dentálne implantáty**  
**MV, MTID a príslušenstvo**



- Materiál:** Titán
- Indikácia:** Jednorazové použitie. Náhrada zubného koreňa pre jednotlivý zub. Jednostranne alebo obojstranne skrátenej zubný oblúk. Medzerný pilier do veľkej medzery. Podperné piliere pre fixný mostík pri parciálnych náhradách.
- Kontraindikácia:** Metabolické, reumatické, alergické choroby. Ochorenie orálnej sliznice. Pacient je liečený ožarovaním.
- Balenie:** Zatavené do obalov pre sterilizáciu po jednom kuse.
- Sterilizácia:** 121 °C, 205 kPa, 20 min. vlhkým teplom - identifikátory pre sterilizáciu
- Skladovanie:** V suchu za normálnych podmienok.
- Záručná doba:** Neobmedzená.
- Upozornenie:** **Výrobky sú dodávané nesterilné!**



Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017

MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
www.martikan.eu



MARTIKAN s.r.o.  
018 02 Dolná Mariková 789  
Slovenská republika

**Príbalová informácia**  
**Dentálne implantáty**  
**a nastavbové časti**



1. Dentálne implantáty MTI, MTID, SVMB, MI a MV môžu byť aplikované iba na základe úspešného absolvovania implantologického kurzu na dentálne implantáty na určených školiacich pracoviskách.
2. Výrobca dentálnych implantátov a distribútor týchto dentálnych implantátov smú tieto distribuovať iba na pracoviská s pracovníkmi, ktorí absolvovali implantologický kurz na aplikáciu dentálnych implantátov a protetické práce.
3. Distribuované dentálne implantáty nie je dovolené ďalej distribuovať alebo poskytnúť tretej osobe z dôvodu zabezpečenia podmienok v bodoch 1 a 2.

Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017



MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
www.martikan.eu



MARTIKAN s.r.o.  
018 02 Dolná Mariková 789  
Slovenská republika

**Návod na použitie**  
**Dentálne implantáty MTL, SVMB,**  
**MI a príslušenstvo**






- Materiál:** Titán
- Indikácia:** Jednorazové použitie. Náhrada zubného koreňa pre jednotlivý zub. Jednostranne alebo obojstranne skrátenej zubný oblúk. Medzerný pilier do veľkej medzery. Podperné piliere pre fixný mostík pri parciálnych náhradách.
- Kontraindikácia:** Metabolické, reumatické, alergické choroby. Ochorenie orálnej sliznice. Pacient je liečený ožarovaním.
- Balenie:** Zatavené do obalov pre sterilizáciu po jednom kuse.
- Sterilizácia:** 121 °C, 205 kPa, 20 min. vlhkým teplom - identifikátory pre sterilizáciu
- Skladovanie:** V suchu za normálnych podmienok.
- Záručná doba:** Neobmedzená.
- Upozornenie:** **Výrobky sú dodávané nesterilné!**




Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017

MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
www.martikan.eu



  
 MARTIKAN s.r.o.  
 018 02 Dolná Mariková 789  
 Slovenská republika

 2265

**Návod na použitie**


**Titánové dlahy DS a DV, Titánová mriežka M, Skrutky dlahové SD**

*Materiál:* Titán

*Indikácia:* Jednorazové použitie. Fixácia fragmentov hlavne pri dislokovaných zlomeninách mandibuly a maxily v rámci ortogónálnej chirurgie a vybraných prípadoch v rámci onkochirurgie.


*Kontraindikácia:* Zápalové ochorenia kostí, pri osteomyelitách.

*Balenie:* Zatavené do obalov pre sterilizáciu alebo do polyetylénových vreciek po jednom alebo viacerých kusoch.

*Sterilizácia:* 121 °C, 205 kPa, 20 min. vlhkým teplom  
 - identifikátory pre sterilizáciu



*Skladovanie:* V suchu za normálnych podmienok.


*Záručná doba:* Neobmedzená.


*Upozornenie:* **Výrobky sú dodávané nesterilné!**


Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017

MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
 www.martikan.eu




  
 MARTIKAN s.r.o.  
 018 02 Dolná Mariková 789  
 Slovenská republika

 2265

**Príbalová informácia**




**Titánové dlahy DS a DV, Titánová mriežka M, Skrutky dlahové SD**


1. Titánové dlahy DS a DV, skrutky dlahové SD a titánové mriežky M môžu byť aplikované iba na špecializovanom pracovisku na to určenom na základe príslušných povolení a odbornej spôsobilosti.
2. Výrobca titánových dláh DS a DV, skrutiek dlahových SD, titánových mriežok M a distribútori smú tieto distribuovať iba na špecializované pracoviská s pracovníkmi, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť pre ich aplikáciu.
3. Distribuované zdravotnícke pomôcky nie je dovolené ďalej distribuovať alebo poskytnúť tretej osobe z dôvodu zabezpečenia podmienok v bodoch 1 a 2.




Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017

MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
 www.martikan.eu



  
 MARTIKAN s.r.o.  
 018 02 Dolná Mariková 789  
 Slovenská republika

 2265

**Návod na použitie**


**Distraktor MD**

*Materiál:* Titán

*Indikácia:* Jednorazové použitie. Distraktory používané v maxilofaciálnej chirurgii na distrakciu výšky a dĺžky kostí.


*Kontraindikácia:* Zápalové ochorenia kostí, pri osteomyelitách.

*Balenie:* Zatavené do obalov pre sterilizáciu alebo do polyetylénových vreciek po jednom alebo viacerých kusoch.

*Sterilizácia:* 121 °C, 205 kPa, 20 min. vlhkým teplom  
 - identifikátory pre sterilizáciu



*Skladovanie:* V suchu za normálnych podmienok.


*Záručná doba:* Neobmedzená.


*Upozornenie:* **Výrobky sú dodávané nesterilné!**


Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017

MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
 www.martikan.eu




  
 MARTIKAN s.r.o.  
 018 02 Dolná Mariková 789  
 Slovenská republika

 2265

**Príbalová informácia**




**Distraktory MD**


1. Distraktory MD môžu byť aplikované iba na špecializovanom pracovisku na to určenom na základe príslušných povolení a odbornej spôsobilosti.
2. Výrobca distraktorov MD a distribútori týchto distraktorov smú tieto distribuovať iba na špecializované pracoviská s pracovníkmi, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť pre aplikáciu distraktorov.
3. Distribuované distraktory MD nie je dovolené ďalej distribuovať alebo poskytnúť tretej osobe z dôvodu zabezpečenia podmienok v bodoch 1 a 2.




Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017

MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
 www.martikan.eu



  
 MARTIKAN s.r.o.  
 018 02 Dolná Mariková 789  
 Slovenská republika

 2265

**Návod na použitie**  
**Endoprotéza čelustného kĺbu**  
**Kĺb KM**


**Materiál:** Titán

**Indikácia:** Jednorazové použitie.  
 Kĺby používané v maxilofaciálnej chirurgii na náhradu čelustného kĺbu.


**Kontraindikácia:** Zápalové ochorenia kosti, pri osteomyelitách. Metabolické, reumatické, alergické choroby.

**Balenie:** Zatavené do obalov pre sterilizáciu alebo do polyetylénového vrečka po jednom kuse.

**Sterilizácia:** 121 °C, 205 kPa, 20 min. vlhkým teplom  
 - identifikátory pre sterilizáciu



**Skladovanie:** V suchu za normálnych podmienok.


**Záručná doba:** Neobmedzená.


**Upozornenie:** **Výrobky sú dodávané nesterilné!**


Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017


MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
www.martikan.eu



  
 MARTIKAN s.r.o.  
 018 02 Dolná Mariková 789  
 Slovenská republika

 2265



**Príbalová informácia**

  
**Endoprotéza čelustného kĺbu**  
**Kĺb KM**


- Endoprotéza čelustného kĺbu KM môže byť aplikovaná iba na špecializovanom pracovisku na to určenom na základe príslušných povolení a odbornej spôsobilosti.
- Výrobca kĺbov a distribútori týchto kĺbov smú tieto distribuovať iba na špecializované pracoviská s pracovníkmi, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť pre aplikáciu endoprotéz čelustných kĺbov.
- Distribuované kĺby nie je dovolené ďalej distribuovať alebo poskytnúť tretej osobe z dôvodu zabezpečenia podmienok v bodoch 1 a 2.



Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017

MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
www.martikan.eu



  
 MARTIKAN s.r.o.  
 018 02 Dolná Mariková 789  
 Slovenská republika



**Návod na použitie**  
**Nástroje**  
**- vrtáky, frézy, kľúče, skrutkovače**

**Materiál:** Chirurgická oceľ

**Indikácia:** Aplikácia dentálnych implantátov, fixačných a distrakčných chirurgických prvkov podľa príslušných postupov.

**Kontraindikácia:** Nie je.


**Balenie:** Zatavené do obalov pre sterilizáciu po jednom alebo viacerých kusoch, alebo do polyetylénového vrečka.

**Sterilizácia:** 121 °C, 205 kPa, 20 min. vlhkým teplom  
 - identifikátory pre sterilizáciu

**Čistenie:** Ako bežné chirurgické nástroje podľa platných predpisov.



**Skladovanie:** V suchu za normálnych podmienok.


**Záručná doba:** Neobmedzená.

**Upozornenie:** **Výrobky sú dodávané nesterilné!**


Dátum vydania: 01. 07. 2017


MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
www.martikan.eu



  
 MARTIKAN s.r.o.  
 018 02 Dolná Mariková 789  
 Slovenská republika



**Príbalová informácia**  
**Nástroje**

- Nástroje pre dentálne implantáty, fixačné, distrakčné chirurgické prvky a príslušenstvo môžu byť aplikované iba na základe úspešného absolvovania implantologického kurzu na určených školiacich pracoviskách alebo príslušných atestácií.
- Výrobca nástrojov a distribútori týchto nástrojov smú tieto distribuovať iba na pracoviská s pracovníkmi, ktorí absolvovali implantologický kurz na aplikáciu dentálnych implantátov, protetických prác a príslušné atestácie.
- Distribuované nástroje nie je dovolené ďalej distribuovať alebo poskytnúť tretej osobe z dôvodu zabezpečenia podmienok v bodoch 1 a 2.



Dátum vydania: 01. 07. 2017

MARTIKAN s.r.o., 018 02 Dolná Mariková 789  
www.martikan.eu