



MARTIKAN s.r.o.
018 02 Dolná Mariková 789
Slovenská republika



Titánové skrutky
Fixačné trny
Titánové mriežky



e-mail: martikan@martikan.eu, www.martikan.eu
mobil: +421 902 905 732

Titánové skrutky SD 1,3 a SD 1,5

Skrutka dlahová SD 1,3 - L

	dĺžka L	Označenie
	3 mm	SD 1,3 - 3
	4 mm	SD 1,3 - 4
	5 mm	SD 1,3 - 5
	6 mm	SD 1,3 - 6
	7 mm	SD 1,3 - 7
	8 mm	SD 1,3 - 8
	9 mm	SD 1,3 - 9

Skrutka dlahová SD 1,5 - L

	dĺžka L	Označenie
	3 mm	SD 1,5 - 3
	4 mm	SD 1,5 - 4
	5 mm	SD 1,5 - 5
	6 mm	SD 1,5 - 6
	7 mm	SD 1,5 - 7
	8 mm	SD 1,5 - 8
	9 mm	SD 1,5 - 9
	10 mm	SD 1,5 - 10

Vrták Ø 1,0 pre skrutky SD 1,5 a SD 1,3

	Označenie
	D 110

alebo 3-hranný vrták

Vrták 3HR Ø 1,0 pre skrutky SD 1,5 a SD 1,3

	Označenie
	3HR D110

Titánové skrutky SD 1,7 a SD 1,9

Skrutka dlahová SD 1,7 - L

	dĺžka L	Označenie
	3 mm	SD 1,7 - 3
	4 mm	SD 1,7 - 4
	5 mm	SD 1,7 - 5
	6 mm	SD 1,7 - 6
	8 mm	SD 1,7 - 8
	9 mm	SD 1,7 - 9
10 mm	SD 1,7 - 10	

Skrutka dlahová SD 1,9 - L (korekčná)

	dĺžka L	Označenie
	3 mm	SD 1,9 - 3
	4 mm	SD 1,9 - 4
	5 mm	SD 1,9 - 5
	6 mm	SD 1,9 - 6
8 mm	SD 1,9 - 8	

Vrták Ø 1,3 pre skrutky SD 1,7

	Označenie
	D 112

alebo 3-hranný vrták

Vrták 3HR Ø 1,3 pre skrutky SD 1,7

	Označenie
	3HR D113

Titánové skrutky SD 2,0 a SD 2,2

Skrutka dlahová SD 2,0 - L

	dĺžka L	Označenie
	4 mm	SD 2,0 - 4
	5 mm	SD 2,0 - 5
	6 mm	SD 2,0 - 6
	7 mm	SD 2,0 - 7
	9 mm	SD 2,0 - 9
	11 mm	SD 2,0 - 11
	13 mm	SD 2,0 - 13
	15 mm	SD 2,0 - 15
	17 mm	SD 2,0 - 17
19 mm	SD 2,0 - 19	
21 mm	SD 2,0 - 21	

Skrutka dlahová SD 2,2 - L (korekčná)

	dĺžka L	Označenie
	5 mm	SD 2,2 - 5
	6 mm	SD 2,2 - 6
	7 mm	SD 2,2 - 7
	9 mm	SD 2,2 - 9
	11 mm	SD 2,2 - 11
	13 mm	SD 2,2 - 13
15 mm	SD 2,2 - 15	

Vrták Ø 1,5 pre skrutky SD 2,0

	L	Označenie
	10 mm	D 211
	20 mm	D 212

alebo 3-hranný vrták

Vrták 3HR Ø 1,5 pre skrutky SD 2,0

	Označenie
	3HR D211

Titánové skrutky SD 2,5


Skrutka dlahová SD 2,5 - L		
	dĺžka L	Označenie
	4 mm	SD 2,5 - 4
	5 mm	SD 2,5 - 5
	7 mm	SD 2,5 - 7
	9 mm	SD 2,5 - 9
	11 mm	SD 2,5 - 11
	13 mm	SD 2,5 - 13
	15 mm	SD 2,5 - 15
	17 mm	SD 2,5 - 17
19 mm	SD 2,5 - 19	

Vrták Ø 1,8 pre skrutky SD 2,5		
	L	Označenie
	10 mm	D 311
	20 mm	D 312


alebo 3-hranný vrták

Vrták 3HR Ø 1,8 pre skrutky SD 2,5		Označenie
		3HR D311


Titánová mriežka M0,10 a M0,15

Titánová mriežka			
	Hrúbka	D	Označenie
	0,1 mm	1,8 mm	M 0,1 - 1,8
0,15 mm	1,8 mm	M 0,15 - 1,8	


Skrutkovač pre skrutky SD



Fixačný trn TM 1,2

Fixačný trn TM 1,2 - L		
	dĺžka L	Označenie
	2,5 mm	TM 1,2 - 2,5
	3 mm	TM 1,2 - 3
3,5 mm	TM 1,2 - 3,5	

Zavádzací nástroj pre fixačné trny TM 1,2

	Označenie
	N TM

Kladivko

	Označenie
	N 128